




CECHY PRODUKTU

- ☒ Łatwe w użyciu
- ☒ Wynik już w kilka sekund
- ☒ Bezpieczne dla środowiska
- ☒ Nie wymagają neutralizacji (fiolka może być wyrzucona)
- ☒ Długi termin przydatności do użycia: do 3 lat

ID-Test

Ampułkowe testy kolorymetryczne do wykrywania narkotyków i prekursorów

Testy do identyfikacji substancji NarcoCheck® ID-Test® to proste testy ampułkowe do wykrywania narkotyków i substancji odurzających. Dzięki prostej konstrukcji testy ich cena jest niezwykle atrakcyjna.





Test do wykrywania MARIHUANY

IDT-THC-10

- Analiza suszu, oleju, haszyszu itp.
- Zmiana zabarwienia na czerwonawy kolor oznacza obecność THC
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania KOKAINY/CRACK

IDT-COC-10

- Odzynniki Scott'a
- Zmiana zabarwienia na niebieski odcień oznacza obecność kokainy lub Cracku
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test CZYSTOŚCI KOKAINY

IDT-COP-10

- Pozwala określić czystość kokainy
- Im ciemniejsze zabarwienie tym wyższe stężenie czystej kokainy w próbce
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania WYPEŁNIACZY KOKAINY # IDT-CADU-10

- Pozwala na wykrycie substancji stosowanych jako wypełniacze do kokainy:
 - ➔ ibuprofenu
 - ➔ lewamizolu
 - ➔ efedryny
 - ➔ Fenacetyny, aspiryny, paracetamolu
 - ➔ witaminy C
 - ➔ lidokainy
 - ➔ benzokainy
 - ➔ prokainy



Test do wykrywania MDMA

IDT-ECS-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ MDMA
 - ➔ Amfetaminy lub metamfetaminy
 - ➔ 2C-B (lub innych z grupy 2C), DOB, DOI
 - ➔ DXM
 - ➔ Meskaliny
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test CZYSTOŚCI MDMA

IDT-ECSP-10

- Pozwala określić czystość MDMA
- Im ciemniejsze zabarwienie tym wyższe stężenie czystego MDMA w próbce
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania OPIATÓW

IDT-OPI-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ morfiny
 - ➔ heroiny
 - ➔ kodeiny
 - ➔ opium
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test CZYSTOŚCI HEROINY

IDT-HEP-10

- Pozwala określić czystość heroiny
- Im ciemniejsze zabarwienie tym wyższe stężenie czystej heroiny w próbce
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania SYNTETYCZNYCH KANNABINOIDÓW (SPICE, JWH-xx...)

IDT-SYCA-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ JWH-250, AKB-48, STS-135
 - ➔ CP-47,497
 - ➔ CP-55, 940
 - ➔ JWH-018, JWH-019, JWH-122, JWH-073, JWH-081
 - ➔ AM-694
 - ➔ AM-2201, MAM-2201
 - ➔ JWH-200, AM-2233
 - ➔ URB-597
 - ➔ RCS-4



Test do wykrywania SYNTETYCZNYCH KATYNONÓW (mefedron i pochodne)

IDT-SCAT-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ Mefedronu, pentedronu, butylonu nafyronu i bufedronu
 - ➔ MDPV
 - ➔ J3-MMC, 4-MEC, 4 Mem ABP
 - ➔ Metylon (bk-MDMA)
 - ➔ 3,4-DMMC
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania SYNTETYCZNYCH NARKOTYKÓW PROJEKTOWANYCH

IDT-DDR-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ MDAI
 - ➔ Kamfetaminy, 2-AI, Fluoro-(met)amfetaminy (4 FA, 4-FMP, 4-FMA)
 - ➔ MPA (metiopropamina)
 - ➔ 5-APB, 6-APB
 - ➔ Etylofenidat
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania KETAMINY I PCP

IDT-KET-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ Ketaminy i PCP w tym: MeO-PCP, Metoksyetaminy, N-etylo-ketaminy, Tiletaminy
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania LSD I TRYPTAMIN

IDT-LSD-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ LSD, DMT, DET (2-Me-DET, 4-HO-DET), Ergotaminy, 5-MeO-DIPT, 5-MeO-MIPT, 5-MeO-DMT, 5-MeO-DALT
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania mCPP i TfMPP

IDT-MCPP-10

- Test pozwala na wykrywanie fenylopiperazyn jak np. mCPP, TfMPP, pFPP, MeOPP, MBZP, DBZP, lub pCPP.
- Test nie wykrywa benzylopiperazyny
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania PMA/PMMA

IDT-PMA-10

- Test pozwala na wykrywanie PMA i/lub PMMA
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania GHB

IDT-GHB-10

- Test pozwala na wykrywanie GHB
- Test bada płyny i proszki
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania GBL

IDT-GBL-10

- Test pozwala na wykrywanie GBL
- Test do próbek płynnych
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania PSYLOCYNY I PSYLOCYBINY

IDT-PSIL-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ Psylocyny
 - ➔ Psylocybiny
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania ŚWIEŻEGO KHATU

IDT-FKH-10

- Test pozwala na wykrywanie świeżego Khatu
- Test do świeżych roślin
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania SUCHEGO KHATU

IDT-DKH-10

- Test pozwala na wykrywanie suszu Khatu
- Test do suchych roślin
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test na LEKI NA RECEPTĘ

IDT-PDR-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ Oksykodonu
 - ➔ Metakwalonu (Mandrax®)
 - ➔ Metylofenidatu (Ritalin®)
 - ➔ Petydyny (Demerol®)
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania BENZODIAZEPIN

IDT-V&R-10

- Test pozwala na identyfikację:
 - ➔ Diazepamu (Valium)
 - ➔ Flunitrazepamu (Rohypnol)
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania BUPRENORFINY

IDT-BUP-10

- Test pozwala na wykrywanie BUPRENORFINY
- Opakowania zbiorcze po 10 testów



Test do wykrywania METADONU

IDT-MTD-10

- Test pozwala na wykrywanie METADONU
- Opakowania zbiorcze po 10 testów