

Porównanie modeli z serii M26

		26	26-1	26-2	26-3	26S
Aplikacja		poszukiwanie skażenia	poszukiwanie skażenia, pomiary ekspozycji/równoważnik dawki	poszukiwanie skażenia	poszukiwanie skażenia, pomiary ekspozycji/równoważnik dawki, wysoki zakres (do 1999 µSv/h)	poszukiwanie skażenia gamma, pomiary ekspozycji/równoważnik dawki
Detektor		licznik GM	licznik GM	licznik GM	licznik GM	scyntylator CsI(Tl)
Jednostki	cpm, cps	•	•	•	•	•
	Bq, dpm		•		•	•
	mR/h, µSv/h		•		•	•
Ustawienia jednostek		1	2	1	2	2
Tryby		Rate, Max, Count	Rate, Max, Count	Rate, Max, Timed Frisk	Rate, Max, Count	Rate, Max, Count
Wyświetlany zakres		0.1 cps - 1.99 kcps 1 cpm - 99.9 kcpm	0.00 cps - 19.9 kcps 0 cpm - 999 kcpm 0.00 Bq - 19.9 kBq 0 dpm - 999 kdpm 0.00 - 1999 µSv/h 0.00 - 500 mR/hr	0.1 cps - 1.99 kcps 1 cpm - 99.9 kcpm	0.00 cps - 19.9 kcps 0 cpm - 999 kcpm 0.00 Bq - 19.9 kBq 0 dpm - 999 kdpm 0.00 - 1999 µSv/h 0.00 - 1000 mR/hr	0.00 cps - 19.9 kcps 0 cpm - 999 kcpm 0.00 Bq - 19.9 kBq 0 dpm - 999 kdpm 0.00 - 200 µSv/h .000 - 20 mR/hr
Alarmy		1 ustawienie szybkości zliczania, 1 ustawienie skalera	1 ustawienie szybkości zliczania, 1 ustawienie skalera (zarówno dla głównej jak i dodatkowej jednostki)	Do 3 ustawień szybkości zliczania	1 ustawienie szybkości zliczania, 1 ustawienie skalera (zarówno dla głównej jak i dodatkowej jednostki)	1 ustawienie szybkości zliczania, 1 ustawienie skalera, Alarm Sigma (zarówno dla głównej jak i dodatkowej jednostki)
Wskaźniki LED		brak	1 czerwony LED wskazujący alarm	1 zielony LED brak alarmu, 1 czerwony LED wskazujący alarm	1 czerwony LED wskazujący alarm	1 czerwony LED wskazujący alarm
Opcje dodatkowe	Filtr równoważnika dawki (z blokada lub bez)		• (w zestawie z 26-1DOSE)		• (w zestawie z 26-3DOSE)	
	Ostona na aparat z uchwytem	•	•	•	•	
	Wyjście słuchawkowe typu Jack	•	•	•	•	•
	Słuchawki	•	•	•	•	•
	Pokrowiec materiałowy	•	•	•	•	•
	Uchwyt na próbki (Model 180-28)	•	•	•	•	•
	Przewód kalibracyjny	•	•	•	•	